

HITERGENT

REF. 3939 - 2x250 ml



IVD

AZIENDA CERTIFICATA DNV

UNI EN ISO 9001:2008
UN EN ISO 13485:2012



USO PREVISTO

Hitergent è un additivo al bagno di reazione che riduce la tensione di superficie sui sistemi Roche /Hitachi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Detergente aggiunto automaticamente al bagno di reazione. Agisce come surfattante per ridurre al minimo la formazione di bollicine che potrebbero interferire con le letture fotometriche.

PREPARAZIONE

Pronto all'uso.

CONSERVAZIONE E STABILITA'

Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta se conservato a 2-25°C, al riparo dalla luce e in assenza di contaminazioni.

Conservare i flaconi chiusi quando non in uso.

Stabilità a bordo dell'analizzatore: 4 settimane.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP):



Attenzione

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Utilizzare le normali precauzioni previste in laboratorio.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Smaltire il prodotto secondo le norme locali vigenti.

INTENDED USE

Hitergent is an additive to reaction bath to reduce surface tension on Roche/Hitachi systems.

PRODUCTS CHARACTERISTICS

Detergent automatically added to the reaction bath. It acts as a surfactant to minimize the formation of bubbles that could interfere with the photometer readings.

PREPARATION

Ready to use.

STORAGE AND STABILITY

The product is stable until the expiration date indicated on the label when stored at 2-25°C, protected from light and in the absence of contamination.

Keep bottles closed when not in use.

On-board stability: 4 weeks.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

EC Regulation 1272/2008 (CLP):



Warning

H319 Causes serious eye irritation.

H315 Causes skin irritation.

P264 Wash with water thoroughly after handling.

P280 Wear protective gloves / protective clothing/eye protection / face protection.

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice / attention.

Use the normal precautions required in the laboratory.

WASTE DISPOSAL

Dispose of product according to local laws.

Giesse Diagnostics srl

V. Enrico Fermi, 3 - Z.I. V. Tiburtina Km 18.300 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Italia

Tel. +39 0774 051100 - Fax +39 0774 051111

e-mail: info@giessediagnostics.com - web site: www.giessediagnostics.com

393907

Ed. 2017/01 rev. 01