



SOLUZIONI COMPLETE PER LA VETERINARIA



Chi siamo

GIESSE[®] DIAGNOSTICS

è un'azienda a conduzione familiare fondata a Roma nel 1978.

Nata come servizio di assistenza tecnica per apparecchiature di laboratorio, nel 1980 si è dedicata alla produzione di reagenti per la **diagnostica in vitro**.

Da allora, l'azienda si è concentrata sullo sviluppo di reagenti pronti all'uso per linee di chimica clinica, turbidimetria, sierologia e coagulazione.

Grazie alla sua pluriennale esperienza e alla sua dedizione, è oggi una delle aziende leader nel settore.

La qualità è il fulcro di **GIESSE**; il Controllo Qualità supervisiona l'intero processo produttivo ed esegue rigorosi test analitici presso i laboratori interni.



Il Sistema di Gestione per la Qualità è in totale conformità con le norme **DIN EN ISO 9001:2015** e **EN ISO 13485:2016** e i prodotti sono conformi al **Regolamento Europeo n. 98/79/CE** relativo ai dispositivi e prodotti diagnostici in vitro. Stiamo attualmente implementando il nuovo **IVDR 2017/746**.

Il reparto Ricerca e Sviluppo è costantemente impegnato a migliorare le prestazioni, aggiornare e sviluppare la qualità dei prodotti. Tutti i prodotti sono disponibili in kit a marchio Giesse / sfusi / personalizzati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e vengono preparati e consegnati nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

www.giessediagnostics.com

CONTENUTI

**1 ANALIZZATORE COMBINATO
DI COAGULAZIONE & CHIMICA 04**

2 TEST RAPIDI 06

**3 REAGENTI IN KIT
COMPATIBILI BIOTECNICA 09**

**4 REAGENTI IN KIT
PER OPEN SYSTEM 13**



01 COAGULAZIONE & CHIMICA



GSVET2

*Analizzatore Automatico Combinato
Coagulazione e Chimica Clinica*



- **Coagulazione e Chimica Clinica 2 in 1**
Ampia gamma di test disponibili, per ogni esigenza
- **Campione di sangue intero con aggiunta del diluente**
La centrifuga interna permette di ridurre i tempi del test
- **Rotori reagenti liofilati pronti all'uso**
Senza sprechi di reagenti
- **Free maintenance**
Semplice e di facile manutenzione

GS60016/GS70012

Veterinary Diabetes 4

GLU TG CHOL FRU

GS60004/GS70004

Veterinary Electrolyte 7

K⁺ Na⁺ Cl⁻ tCO₂ Mg²⁺ Ca²⁺ PHOS

GS60018/GS70014

Veterinary NSAID 6

ALB Crea Urea tCO₂ Ca²⁺ PHOS
*Urea/Crea

GS60012/GS70009

Veterinary Liver and Kidney 13

TP ALB ALT AST GGT TBIL Crea Urea
GLU *GLO *ALB/GLO *AST/ALT *Urea/Crea

GS60013/GS70010

Veterinary Preoperative Diagnosis 14

TP ALB ALT AST ALP Crea Urea CK GLU
LDH *GLO *ALB/GLO *AST/ALT *Urea/Crea

GS60014/GS70011

Veterinary Canine Inflammation 6

Crea Urea AMY LPS CRP *Urea/Crea

GS60003/GS70003

Veterinary Kidney 7

ALB Urea Crea tCO₂ Ca²⁺ PHOS *Urea/Crea

GS60025/GS70021

Veterinary Kidney 11

ALB GLU Crea Urea tCO₂ K⁺ Na⁺ Cl⁻
Ca²⁺ PHOS *Urea/Crea

GS60005/GS70005

Veterinary Intensive Care 9

ALT Crea Urea GLU tCO₂ K⁺ Na⁺ Cl⁻ *Urea/Crea

GS60007/GS70006

Veterinary Preoperative Diagnosis 9

TP ALT AST Crea Urea CK GLU LDH
*Urea/Crea *AST/ALT

GS60011/GS70008

Veterinary Liver Function 17

TP ALB ALT AST GGT ALP TBIL TBA CK TG
CHOL DBIL LDH *GLO *ALB/GLO *AST/ALT *IBIL

GS60020/GS70016

Veterinary Large Animal 15

TP ALB ALP AST GGT GLU Urea
CK K⁺ Na⁺ Cl⁻ Mg²⁺ Ca²⁺ PHOS
*GLO

GS60010/GS70007

Veterinary General Chemistry 23

TP ALB ALT AST GGT ALP TBIL TBA Crea
Urea CK AMY GLU CHOL Ca²⁺ PHOS tCO₂
DBIL *GLO *ALB/GLO *AST/ALT *Urea/Crea
*IBIL

GS60015

Veterinary Coagulation 2

PT APTT INR*

GS60001/GS70001

Veterinary Liver Function 11

TP ALB ALT AST GGT TBIL DBIL ALP *GLO
*ALB/GLO *IBIL *AST/ALT

GS60019/GS70015

Veterinary Equine 17

TP ALB ALP AST GGT GLU TBIL
Crea Urea CK LDH K⁺ tCO₂ Ca²⁺
*GLO *ALB/GLO *Urea/Crea

GS60002/GS70002

Veterinary Health Check 16

TP ALB TBIL ALT Crea Urea CK GLU
CHOL AMY ALP Ca²⁺ PHOS *GLO
*Urea/Crea *ALB/GLO

GS60008

Veterinary Coagulation 4

PT APTT FIB TT INR*

*Calcolato

02 TEST RAPIDI



Test rapidi



>>> Risultati chiari

Risultato chiaro e di facile lettura a doppia banda

>>> Check rapido

Risultati in 10 minuti

>>> Disponibili per diverse specie animali

Canidi, felini, suini

>>> Elevata sensibilità e specificità



No.	Product name	Abbr.	Format	Specimen	Specification
GS90001	Canine Distemper/Virus Antigen Test	CDV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90002	Canine Distemper/Virus Antibody Test	CDV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90003	Canine Parvovirus Antigen Test	CPV Ag	Cassette	Feces	10T
GS90004	Canine Parvovirus Antibody Test	CPV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90005	Canine Influenza Virus Antigen Test	CIV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90006	Canine Coronavirus Antigen Test	CCV Ag	Cassette	Feces	10T
GS90007	Canine Para influenza Virus Antigen Test	CPIV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90008	Canine Adenovirus II Antigen Test	CAV-II Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90009	Canine Adenovirus I Antigen Test	CAV-I Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90010	Canine Pancreatic Lipase Rapid Test	CPL	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90011	Canine Fecal Occult Blood Rapid Test	C.FOB	Cassette	Feces	10T
GS90012	Canine CRP Test	C-CRP	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90013	Canine Toxoplasma Antibody Test	C.TOXO Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90014	Canine Heartworm Antigen Test	CHW Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90015	Canine Leishmania Antibody Test	LSHAb	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90016	Canine Brucella Antibody Test	C.Bru Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90017	Canine Ehrlichia Antibody Test	EHRAb	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90018	Canine Leptospirosis Antibody Test	Lepto Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90019	Babesia Gibsoni Antibody Test	BG Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90020	Rabies Virus Antigen Test	Rabies Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90021	Rabies Virus Antibody Test	Rabies Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90022	Lyme Disease Antibody Test	Lyme Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90023	Canine Pregnancy Relaxin Test	RLN	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90024	Canine Giardia Antigen Test	C-GIA Ag	Cassette	Feces	10T
GS90025	Canine Distemper/Influenza Virus Antigen Combo Test	CDV/CIV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90026	Canine Distemper/ Para influenza Virus Antigen combo Test	CDV/CPIV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90027	Canine Parvo/Corona Virus Antigen Combo Test	CPV/CCV Ag	Cassette	Feces	10T
GS90028	Canine Anaplasma Antibody Test	C.ANA Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90029	Canine Rotavirus Antigen Test	ROTA Ag	Cassette	Feces	10T
GS90030	Canine Parvo/Distemper Virus Antibody Combo Test	CPV/CDV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90031	Canine Distemper/Adeno Virus Antigen Combo Test	CDV/CAV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90032	Canine Parvo/Corona/Rota Virus Antigen Combo Test	CPV/CCV/ Rota Ag	Cassette	Feces	10T
GS90033	Canine Parvo/Corona/Giardia Antigen Combo Test	CPV/CCV/ Giardia Ag	Cassette	Feces	10T
GS90034	Canine Distemper/ Adeno/Influenza Virus Antigen Combo Test	CDV/CAV/ CIV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90035	Canine Ehrlichia/Anaplasma Antibody Combo Test	EHR/ANA Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90036	Ehrlichia/Lyme/Anaplasma Antibody Combo Test	EHR/LYM/ ANA Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90037	Ehrlichia/Lyme/Anaplasma Antibody/Heartworm Antigen Combo Test	EHR/LYM/ANA Ab/CHW Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90038	Ehrlichia/Babesia/Anaplasma Antibody Combo Test	EHR/BAB/ ANA Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90039	Ehrlichia/Babesia/Anaplasma Antibody/Heartworm Antigen Combo Test	EHR/BAB/ANA Ab/CHW Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T

No.	Product name	Abbr.	Format	Specimen	Specification
GS90040	Feline Panleukopenia Virus Antigen Test	FPV Ag	Cassette	Feces	10T
GS90041	Feline Infectious Peritonitis Virus Antibody Test	FIPV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/ Plasma/Ascites	10T
GS90042	Feline Infectious Peritonitis Virus Antigen Test	FIPV Ag	Cassette	Feces/Ascites	10T
GS90043	Feline Coronavirus Antigen Test	FCoV Ag	Cassette	Feces/Ascites	10T
GS90044	Feline Leukemia Virus Antigen Test	FeLV Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90045	Feline Immunodeficiency Virus Antibody Test	FIV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90046	Feline Giardia Antigen Test	F-GIA Ag	Cassette	Feces	10T
GS90047	Feline Anaplasma Antibody Test	FANA Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90048	Feline Toxoplasma Antibody Test	F.TOXO Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90049	Feline Calicivirus Antigen Test	FCV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90050	Feline Heartworm Antigen Test	FHW Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90051	Feline Panleukopenia Virus Antibody Test	FPV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90052	Feline Coronavirus Antibody Test	FCoV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/ Plasma/ Ascites	10T
GS90053	Feline Herpes Virus Antigen Test	FHV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90054	Feline Pancreatic Lipase Rapid Test	FPL	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90055	FIV Antibody /FeLV Antigen Combo Test	FIV Ab/FeLV Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90056	Feline Herpes/ Calicivirus Antigen Combo Test	FHV/FCV Ag	Cassette	Secretions	10T
GS90057	Feline Panleukopenia/Herpes/ Calici Virus Antibody Combo Test	FPV/FHV/ FCV Ab	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T

No.	Product name	Abbr.	Format	Specimen	Specification
GS90058	Porcine Rotavirus Antigen Test	PROTA Ag	Cassette	Feces	10T
GS90059	Swine Infectious Gastroenteritis Virus Antigen Test	TGE Ag	Cassette	Feces	10T
GS90060	Porcine Epidemic Diarrhea IgA Antibody Test	PED IgA	Cassette	Serum/Plasma/Milk	10T
GS90061	Porcine Circovirus Antibody Test	PCV Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90062	Porcine Trichinella Spiralis Antibody Test	PTS Ab	Cassette	Whole blood/Serum/Tissue	10T
GS90063	Classical Swine Fever Virus Antibody Test	CSFV Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90064	African Swine Fever Virus Antigen Test	ASFV Ag	Cassette	Whole Blood/Serum/Plasma	10T
GS90065	African Swine Fever Virus Antibody Test	ASFV Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90066	Porcine Pseudorabies Virus-gE Antibody Test	PRV gE Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90067	Porcine Pseudorabies Virus-gB Antibody Test	PRV gBAb	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90068	Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Antibody Test	PRRS Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90069	Swine Foot and Mouth Diseases Virus Serotype-O Antibody Test	FMDV-O Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T
GS90070	Swine Foot and Mouth Diseases Virus Serotype-A Antibody Test	FMDV-A Ab	Cassette	Serum/Plasma	10T



Kit dedicati

*Compatibili con: BT1000/BT1500/BT2000/
BT2000PLUS/BT3000PLUS/BT3500/BT3600/BT4500*



- Reagenti liquidi pronti all'uso
- Kit dedicati compatibili con tutti gli strumenti Biotechnica
- Codice a barre
- Soluzioni di lavaggio e tensioattivi dedicati



Codice	Prodotto	Metodo	Formato
BT4050V	ACIDO URICO	URICASE-POD	2x40+2x10ml
BT0027V	ALBUMINA	BCG	2x50ml
BT5501V	ALPHA AMILASI	CNP-G3	2x20ml
BT4193V	ALT/GPT	UV-IFCC	4x40+2x20ml
BT4181V	AST/GOT	UV-IFCC	4x40+2x20ml
BT0032V	BILIRUBINA DIRETTA	JENDRASSIK/GROF	6x50+3x5ml
BT0037V	BILIRUBINA TOTALE	ACID DIAZO TENSIDE	6x50+3x5ml
BT0030V	CALCIO ARSENAZO	ARSENAZO III	2x50ml
BT0014V	CALCIO OCP	OCP	2x50+2x50ml
BT0083V	CK-MB	UV	1x40+1x10ml
BT0018V	CK-NAC	DGKC-IFCC	2x40+2x10ml
BT0020V	CLORURI	MERCURIC THIOCYANATE	2x50ml
BT0026V	COLESTEROLO HDL	DIRECT	2x45+2x15ml
BT0025V	COLESTEROLO LDL	DIRECT	2x45+2x15ml
BT0035V	COLESTEROLO TOTALE	CHOD-POD	6x50ml
BT0016V	COLINESTERASI	BUTYRYLTHIOCHOLINE HEXACYANOFERRATE(III)	2x50+2x10ml
BT0060V	CREATININA	JAFFE' MODIFIED	2x50+2x50ml
BT0066	CREATININA (4+1)	JAFFE' MODIFIED	4x50+2x25ml
BT0066V	CREATININA 4+1	JAFFE' MODIFIED	4x50+2x25ml
BT0089V	FERRO FERENE	FERENE	4x45+1x20ml
BT4096V	FOSFATASI ALCALINA	DGKC	2x40+2x10ml
BT4183V	FOSFATASI ALCALINA	IFCC	2x40+2x10ml
BT0031V	FOSFORO UV	AMMONIUM MOLYBDATE	6x50ml
BT5531V	FRUTTOSAMINA con calibratore (4+1)	NBT	1x40+1x10+1x1ml
BT0010V	GAMMA GT (IFCC)	IFCC	4x40+2x20ml
BT0011V	GAMMA GT (SZASZ-TRIS)	LIQUID SZASZ-TRIS	4x40+2x20ml
BT4057V	GLUCOSIO	LIQUID GOD-POD	6x50ml
*5539V	OMOCISTEINA con calibratore	ENZYMATIC UV	1x15+1x2+2x1ml
BT0008V	LDH-P	UV-DGKC	2x40+2x10ml
BT5722V	LIPASI	COLORIMETRIC	2x40+2x10ml
BT0290V	MAGNESIO ARSENAZO	ARSENAZO	2x50ml
BT0074V	MICROPROTEINE B con calibratore	COLORIMETRIC PYROGALLOL RED	6x50+1x5ml
BT0236V	POTASSIO con calibratore	ENZYMATIC	1x40+1x10+2x1ml
BT0046V	PROTEINE TOTALI	BIURET	6x50ml
BT0047V	PROTEINE TOTALI	BIURET	10x20ml
BT3119V	RAME con standard	3,5-DI-BR-PAESA	2x50+1x10+1x10ml
BT0237V	SODIO con calibratore	ENZYMATIC	1x40+1x20+2x1ml
BT0075V	TRIGLICERIDI	GPO-POD	6x50ml
BT4170V	UREA UV	UREASE-GLDH	4x40+2x20ml
BT0233V	ZINCO con standard	5-BR-PAPS	2x40+2x10+1x10ml

*Questo kit non è disponibile con confezionamento dedicato BT

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
6002-12V	CALIBRATORE GENERALE CHIMICA CLINICA	ORIGINE UMANA	12x3ml
6002-6V	CALIBRATORE GENERALE CHIMICA CLINICA	ORIGINE UMANA	6x3ml
6021V	CALIBRATORE CK-MB & CK-NAC	ORIGINE UMANA	1x2ml
8818V	CALIBRATORE FRUTTOSAMINA	ORIGINE NON UMANA	1x1ml
8816V	CALIBRATORE MICROPROTEINE	ORIGINE NON UMANA	1x5ml
8820V	CONTROLLO FRUTTOSAMINA LIO.	ORIGINE NON UMANA	1x2ml
6011V	CONTROLLO HDL/LDL DIRETTO	ORIGINE UMANA	2x5ml
6020V	CONTROLLO CK-MB & CK-NAC	ORIGINE UMANA	1x2ml
5541V	CONTROLLO OMOCISTEINA (L1)	ORIGINE UMANA	1x1,5ml
6000V	PRECISE NORM	ORIGINE UMANA	6x5ml
6003V	PRECISE NORM	ORIGINE UMANA	20x5ml
6001V	PRECISE PATH	ORIGINE UMANA	6x5ml
6004V	PRECISE PATH	ORIGINE UMANA	20x5ml



Reagenti latex anti-siero

IMMUNOTURBIDIMETRIA
BIOTECNICA

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
BT7731V	ASO-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml
BT7732V	CRP-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml
BT7733V	RF-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml

Calibratori & Controlli

IMMUNOTURBIDIMETRIA
BIOTECNICA

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
7772V	ASO CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7774V	CRP CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7776V	RF CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7770V	ASO/CRP/RF HIGH CONTROLLO	ORIGINE UMANA	1x1ml
7771V	ASO/CRP/RF LOW CONTROLLO	ORIGINE UMANA	1x1ml

Soluzioni di lavaggio

SOLUZIONI DI LAVAGGIO
BIOTECNICA

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
3934	SOLUZIONE DEPROTEINIZZANTE	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3972	SOLUZIONE DI LAVAGGIO ACIDA EXTRA	BIOTECNICA/TARGA	2x100ml
3930	SOLUZIONE DI LAVAGGIO	BIOTECNICA/TARGA	4x250ml
3973	SOLUZIONE SISTEMICA (1:1000) RINSE	BIOTECNICA/TARGA	2x100ml
3900	SOLUZIONE DETERGENTE	BT4500	1x1lt
3970	TENSIOATTIVO	BIOTECNICA/TARGA	2x100ml

Reagenti Open System



- Reagenti liquidi pronti all'uso
- Compatibili con tutti gli analizzatori a sistema aperto
- Stabili e lineari fino alla scadenza
- Soluzioni di lavaggio per Open System



Codice	Prodotto	Metodo	Formato
4050V	ACIDO URICO SL con standard	URICASE-POD	2x100ml
0027/2V	ALBUMINA SL con standard	BCG	2x100ml
5503V	ALPHA AMILASI SL	CNP-G3	3x10ml
4193V	ALT/GPT-SL	UV-IFCC	2x100ml
4181V	AST/GOT-SL	UV-IFCC	2x100ml
0032/2V	BILIRUBINA DIRETTA SL	JENDRASSIK/GROF	2x100ml
0037/2V	BILIRUBINA TOTALE SL	ACID DIAZO TENSIDE	2x100ml
0030/2V	CALCIO ARS SL con standard	ARSENAZO III	2x100ml
4054V	CK-NAC SL	DGKC-IFCC	2x50ml
0020V	CLORURI SL con standard	MERCURIC THIOCYANATE	2x100ml
0035V	COLESTEROLO TOTALE SL con standard	CHOD-POD	2x100ml
4193V	COLINESTERASI SL (DGKC)	BUTYRYLTHIOCHOLINE HEXACYANOFERRATE(III)	2x50ml
0060/2V	CREATININA SL con standard	JAFFE' modified	2x100ml
4075V	FERRO CAB SL con standard	CHROMAZUROL B	2x100ml
0089V	FERRO FERENE Liquido con standard	FERENE	4x50ml
4183V	FOSFATASI ALCALINA SL (IFCC)	IFCC	2x50ml
0031V	FOSFORO UV con standard	AMMONIUM MOLYBDATE	2x100ml
4186V	GAMMA GT SL (IFCC)	IFCC	2x50ml
4057/2V	GLUCOSIO SL con standard	GOD-POD LIQUIDO	2x100ml
4161V	LDH-p SL	UV-DGKC	2x50ml
5722V	LIPASI SL	COLORIMETRICO	5x10ml
0290V	MAGNESIO SL con standard	ARSENAZO	2x50ml
0074/2V	MICROPROTEINE B SL senza calibratore	COLORIMETRICO PYROGALLOL RED	2x100ml
0236/2V	POTASSIO SL con 2 livelli calibratore inclusi	ENZIMATICO	1x50ml
0046/2V	PROTEINE TOTALI SL senza standard	BIURET	2x100ml
0237/2V	SODIO SL con 2 livelli calibratore inclusi	ENZIMATICO	1x60ml
0073V	TRIGLICERIDI SL con standard	GPO-POD	2x100ml
4170V	UREA UV SL con standard	UREASE-GLDH	2x100ml

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
6002-6V	CALIBRATORE CHIMICA CLINICA	ORIGINE UMANA	6x3ml
6021V	CALIBRATORE CK-MB & CK-NAC	ORIGINE UMANA	1x5ml
8818V	CALIBRATORE FRUTTOSAMINA	ORIGINE NON UMANA	1x1ml
8816V	CALIBRATORE MICROPROTEINE	ORIGINE NON UMANA	1x5ml
6011V	CONTROLLO HDL/LDL DIRETTO	ORIGINE UMANA	2x5ml
6020V	CONTROLLO CK-MB & CK-NAC	ORIGINE UMANA	1x2ml
8820V	CONTROLLO FRUTTOSAMINA LYO	ORIGINE NON UMANA	1x2ml
5541/1V	CONTROLLO OMOCISTEINA (1 Livello)	ORIGINE UMANA	1x1,5ml
6000V	CONTROLLO NORMALE CHIMICA CLINICA	ORIGINE UMANA	6x5ml
6001V	CONTROLLO PATOLOGICO CHIMICA CLINICA	ORIGINE UMANA	6x5ml

Reagenti latex anti-siero

IMMUNOTURBIDIMETRIA
OPEN SYSTEM

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
7731V	ASO-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml
7732V	CRP-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml
7733V	RF-Q con calibratore	TURBIDIMETRIA AL LATTICE	45+5+1ml

Calibratori & Controlli

IMMUNOTURBIDIMETRIA
OPEN SYSTEM

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
7772V	ASO CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7774V	CRP CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7776V	RF CALIBRATORE	ORIGINE UMANA	1x1ml
7770V	ASO/CRP/RF HIGH CONTROLLO	ORIGINE UMANA	1x1ml
7771V	ASO/CRP/RF LOW CONTROLLO	ORIGINE UMANA	1x1ml

Soluzioni di lavaggio

SOLUZIONI DI LAVAGGIO
OPEN SYSTEM

Codice	Prodotto	Metodo	Formato
3934	SOLUZIONE DEPROTEINIZZANTE	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3930	SOLUZIONE DI LAVAGGIO	Per tutti gli strumenti automatici	4x250ml
3973	SOLUZIONE SISTEMICA (1:1001) "RINSE" (A+B)	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3970	TENSIOATTIVO CONCENTRATO	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3931/4	SOLUZIONE DI LAVAGGIO CONCENTRATA RATIO 1:5	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3933	SOLUZIONE DI LAVAGGIO SPECIALE	Per tutti gli strumenti automatici	2x100ml
3972	SOLUZIONE DI LAVAGGIO ACIDA "EXTRA"	BIOTECNICA	2x100ml
3900	SOLUZIONE DETERGENTE	BIOTECNICA	1x1lt
3939/4	HITERGENT	ROCHE/HITACHI	2x100ml

Nomi commerciali registrati delle società corrispondenti



GIESSE[®] **DIAGNOSTICS**

Via Enrico Fermi , 3
Z.I. Via Tiburtina km.18,300
00012 Guidonia Montecelio (Rm) - Italy
Tel. +39 (0)774 051100
Fax. +39 (0)774 051111

www.giessediagnostics.com
commercial@giessediagnostics.com

CE CERTIFIED

